


NUOVA PROSAN
di Federico Pancaldi
PRODOTTI ORTOPEDICI



CATALOGO

Indice dei prodotti

Immobilizzatori

Pag. 1: Polsiera, cavigliera e impugnature per posate

Pag. 3: Reggibraccio / cinturino per epicondilite

Pag. 5: Reggispalle

Pag. 7: Immobilizzatori per spalla

Sistemi di contenzione e postura

Pag. 9: Cinture per carrozzina

Pag. 11: Cintura divaricatrice per carrozzina

Pag. 12: Cintura per carrozzina, supporto pelvico, divaricatore anatomico

Pag. 13: Supporto pelvico per carrozzina

Busti ortopedici e corsetti

Pag. 14: Busto ortopedico dorso lombare uomo

Pag. 16: Busto ortopedico dorso lombare uomo

Pag. 18: Busto ortopedico dorso lombare uomo con spallacci

Pag. 20: Pancera unisex 4 velcri lycra

Pag. 22: Corsetto lombare unisex

Pag. 24: Corsetto lombare unisex

Pag. 26: Corsetto lombare unisex (h. 27)

Pag. 28: Corsetto lombare unisex (h. 32)

Pag. 30: Busto ortopedico donna

Pag. 32: Busto ortopedico dorso lombare donna

Pag. 34: Busto ortopedico dorso lombare donna

Pag. 36: Busto ortopedico dorso lombare donna con spallacci

Unisex e pancere post operatorie

Pag. 38: Pancera modello Antonella

Pag. 40: Stingivita reggicalze modello Susi

Pag. 42: Modellatore ortopedico semilavorato

Semilavorati di selleria

Pag. 44: Semilavorati per tutori di gamba

Pag. 46: Semilavorati per protesi di gamba e coscia

Pag. 48: Accessori

Pag. 49: Accessori

Materie prime

Pag. 50: Tessuti

Pag. 51: Tessuti elastici

Pag. 52: Materiali non termoformabili


Pag. 53: Minuteria




Art. 748
Polsiera steccata



Art. CV 810
**Cavigliera semplice con
bendaggio**



Art. 749
**Impugnatura per posate
con sostegno del polso**



Art. 750
**Impugnatura per
posate universale**

Art. 748

Polsiera steccata

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore bleu
- Tessuto triplo strato
- Poliammide 100% con mtp, cotone a contatto della cute
- Ortesi per l'articolazione del polso con stecca modellabile
- Regolabile con velcro



INDICAZIONI D'USO

- Post rimozione di apparecchio gessato

Misure	Polso cm	
P	15 - 18	ds - sn
M	18 - 20	ds - sn
G	20 - 22	ds - sn

Art. CV 810

Cavigliera semplice con bendaggio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore grigio
- Tessuto triplo strato
- Airspace 100% - traspirante e ammortizzante
- Ortesi per l'articolazione della caviglia con stecche laterali
- Regolabile con triplo velcro



INDICAZIONI D'USO

- Immobilizzazione post trauma
- Post rimozione di apparecchio gessato

Misure	Caviglia	
S	24 - 26	ds - sn
M	27 - 29	ds - sn
L	30 - 32	ds - sn
XL	33 - 35	ds - sn

Art. 749

Impugnatura per posate con sostegno del polso

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile da indossare
- Regolabile con velcro



INDICAZIONI D'USO

- Post rimozione di apparecchio gessato

Misure	Polso cm	
P	15 - 18	ds - sn
M	18 - 20	ds - sn
G	20 - 22	ds - sn

Art. 750

Impugnatura per posate universale

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile da indossare
- Misura unica
- Regolabile con velcro



INDICAZIONI D'USO

- per utenti con difficoltà nella presa e nel movimento



Art. 729 ***Reggibraccio***

Art. 747 ***Cinturino epicondilite***



Art. 729

Reggibraccio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore bleu
- Tessuto triplo strato
- Poliammide 100% con mtp, cotone a contatto della cute
- Regolabile con velcro
- Misure: P.M.G



INDICAZIONI D'USO

- Sostiene il braccio traumatizzato, deficit motori, gessi

Art. 747

Cinturino per epicondilite

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore bleu
- Tessuto triplo strato
- Poliammide 100% con mtp, cotone a contatto della cute
- Pressore per lo scarico dell'epicondilo
- Regolabile con velcro
- Misura unica




INDICAZIONI D'USO

- Prevenzione e cura patologie del gomito



Art. 732
**Reggispalle
modellato**



Art. 721
Reggispalle in elastico



Art. 722
Reggispalle in stoffa



Art. 719
**Reggispalle a
bustino**

Art. 732
Reggispalle modellato

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reggispalle in elastico millerighe
- 2 spirali posteriori
- Struttura in elastico traspirante
- Allacciatura anteriore a velcro
- Modello unisex

MISURE DISPONIBILI

- Piccola cm 60-70
- Media cm 70-80
- Grande cm 80-90

INDICAZIONI D'USO

- Evitare la curvatura del dorso e l'errata postura



Art. 721
Reggispalle in elastico

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reggispalle in elastico a bendaggio
- Struttura priva di stecche
- Modello unisex

MISURE DISPONIBILI

- Piccola
- Media
- Grande

INDICAZIONI D'USO

- Correggere l'atteggiamento fisiologico del torace e l'errata postura



Art. 722
Reggispalle in stoffa

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reggispalle in tessuto steccato
- Chiusura anteriore con anella e velcro

MISURE DISPONIBILI

Dalla 1° alla 10°

INDICAZIONI D'USO

- Evitare la curvatura del dorso e l'errata postura
- La steccatura blocca il movimento scapolare



Art. 719
Reggispalle a bustino

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reggispalle in tessuto / elastico
- Chiusura anteriore con autogrip
- Doppia struttura - parte superiore: blocco scapole e parte posteriore in tela armata - parte inferiore: bustino toracico autogrip

MISURE DISPONIBILI

Dalla 1° alla 10°

INDICAZIONI D'USO

- Correggere l'errata postura, la curvatura del dorso ed il movimento scapolare





Art. 727

Immobilizzatori

Art. 762



Art. 727

Immobilizzatore per spalla

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Colore bleu*
- *Tessuto triplo strato*
- *Poliammide 100% con mtp, cotone a contatto della cute*
- *Regolabile con velcro*
- *Misure: P.M.G*



INDICAZIONI D'USO

- *Distorsioni e patologie dell'articolazione scapola omerale*

Art. 762

Immobilizzatore per spalla e braccio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Colore bleu*
- *Tessuto triplo strato*
- *Poliammide 100% con mtp, cotone a contatto della cute*
- *Regolabile con velcro*
- *Misure: P.M.G*



INDICAZIONI D'USO

- *Distorsioni e patologie dell'articolazione scapola omerale*




Art. 739

Cinture

Art. 740

per carrozzine



Art. 739

Cintura pettorale per carrozzina

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in tessuto lavabile
- Imbottitura di comfort in tessuto tecnico antimuffa
- Sistema di fissaggio universale: carrozzine, seggioloni, comode
- Misura unica
- Colori: Blu e grigio



INDICAZIONI D'USO

- Evita lo scivolamento in avanti del bacino

Nota Bene: questo prodotto non deve essere utilizzato in assenza di personale qualificato

Art. 740

Cintura con bretelle per carrozzina

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in tessuto lavabile
- Imbottitura di comfort in tessuto tecnico antimuffa
- Sistema di fissaggio universale: carrozzine, seggioloni, comode
- Misura unica
- Colori: Blu e grigio



INDICAZIONI D'USO

- Evita lo scivolamento in avanti del bacino e del tronco

Nota Bene: questo prodotto non deve essere utilizzato in assenza di personale qualificato

***Cintura divaricatrice
per carrozzina***



Art. 741



Art. 734

**Cintura a 45°
per carrozzina**



Art. 737

**Supporto pelvico
per carrozzina**




Art. 736



Art. 738

**Divaricatore
anatomico**



***Busto ortopedico dorso lombare
uomo (tipo A)***

Art. 605

Art. 605/S

Art. 605 Art. 605/S_{EM}

Busto ortopedico dorso lombare uomo

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Busto in stoffa cotone 100%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Allacciatura anteriore centrale ganci a scarpone



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	74	66	82	26	38
2	78	70	86	26	38
3	82	74	90	26	38
4	84	78	94	26	38
5	86	82	96	26	38
6	90	86	102	26	38
7	96	90	106	26	38
8	100	94	110	26	38
9	104	98	114	26	38
10	108	102	118	26	38
11	112	106	122	26	38

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari
- Esiti post-traumatici e/o post-operatori



***Busto ortopedico
dorso lombare
uomo***

**Art. 613
Art. 613/S**



Art. 613 Art. 613/SEM

Busto ortopedico dorso lombare uomo

DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE TECNICHE

- Busto in stoffa armata cotone 100%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi in pelle
- Allacciatura con cinturini a velcro per facilitare la chiusura anche per i pazienti con limitata manualità



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	74	66	82	26	38
2	78	70	86	26	38
3	82	74	90	26	38
4	84	78	94	26	38
5	86	82	96	26	38
6	90	86	102	26	38
7	96	90	106	26	38
8	100	94	110	26	38
9	104	98	114	26	38
10	108	102	118	26	38
11	112	106	122	26	38

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari
- Esiti post-operatori



*Busto ortopedico
dorso lombare
con spallacci uomo*

*Art. 614
Art. 614/S*



Art. 614 Art. 614/SEM

Busto ortopedico dorso lombare uomo con spallacci

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Busto in stoffa foderato cotone 100%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Allacciatura con cinturini a velcro per facilitare la chiusura anche per pazienti con limitata manualità
- Spallacci imbottiti con tessuto tecnico
- Fibbia autobloccante inossidabile



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	74	66	82	26	54
2	78	70	86	26	54
3	82	74	90	26	54
4	84	78	94	26	54
5	86	82	96	26	54
6	90	86	102	26	54
7	96	90	106	26	54
8	100	94	110	26	54
9	104	98	114	26	54
10	108	102	118	26	54
11	112	106	122	26	54

INDICAZIONI D'USO

- Esiti fratture lombari e dorsali alte
- Osteoporosi dorsali
- Osteolisi
- Dorsalgie dolorose

Pancera unisex 4 velcri lycra



Art. 625

Art. 625

Pancera unisex 4 velcri lycra

DESCRIZIONE

- Pancera in elastico lycra e tessuto cotone 100%
- 4 spirali posteriori
- Imbottitura anteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in lycra
- Anteriore in coutil cotone 100%
- Allacciatura a 4 velcri con ampia possibilità di regolazione
- Modello unisex
- Altezza ant. - post. cm. 30



TAGLIE giro vita in cm.

Da cm. 65 a cm. 120

INDICAZIONI D'USO

- Uso post operatorio
- Contenzione
- Taglio cesareo



***Corsetto lombare
Unisex***

Art. 627



Art. 627

Corsetto lombare unisex

DESCRIZIONE

- Corsetto in elastico e tessuto cotone 100%
- Quattro molle posteriori
- Due molle ai fianchi
- Imbottitura posteriore
- Rinforzi in pelle
- Facile da indossare grazie alla nuova chiusura a doppia regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura cotone 60% - poliestere 24% - gomma 16%
- Doppia allacciatura a velcro
- Modello unisex
- Altezza ant. cm 20 - altezza post. cm 28
- Colori: crema



TAGLIE

giro vita in cm.

65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari



***Corsetto lombare
Unisex***

Art. 628



Art. 628

Corsetto lombare dinamico unisex

DESCRIZIONE

- Corsetto lombare confezionato con tessuto elastico ad alta percentuale di cotone
- Chiusura a velcro
- Due molle paravertebrali sfilabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura cotone 60% - poliestere 24% - gomma 16%
- Allacciatura a velcro
- Modello unisex
- Altezza ant. cm 16 - altezza post. cm 28
- Colore neutro



TAGLIE

giro vita in cm.

70 - 75

80 - 85

90 - 95

100 - 105

110 - 115

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari



*Corsetto
lombare unisex*



Art. 630

Art. 630

Corsetto lombare dinamico unisex

DESCRIZIONE

- Corsetto confezionato in tessuto elastico altamente traspirante
- Le fascie elastiche permettono di graduare la compressione
- Chiusura a velcro anteriore
- Molle semirigide paravertebrali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura elastico millerighe cotone 15% - poliamide 61% - gomma 24%
- Allacciatura a velcro
- Modello unisex
- Altezza ant. cm 16 - altezza post. cm 27
- Colori: bianco e nudo



TAGLIE giro vita in cm.

65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari



*Corsetto
lombare unisex*



Art. 687

Art. 687

Corsetto lombare dinamico unisex

DESCRIZIONE

- Corsetto confezionato in tessuto elastico altamente traspirante
- Fascie elastiche di regolazione
- Chiusura a doppia regolazione con velcro autoadesivo per una migliore vestibilità
- Molle semirigide paravertebrali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura elastico millerighe cotone 15% - poliamide 61% - gomma 24%
- Allacciatura a velcro
- Modello unisex
- Altezza ant. cm 17 - altezza post. cm 32
- Colori: bianco e nudo



TAGLIE

giro vita in cm.

65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari



***Busto ortopedico donna
(tipo A)***

Art. 655

Art. 655/S

Art. 655 Art. 655/S_{EM}

Busto in stoffa armata donna

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE


- Busto in stoffa cotone 87% vari 13%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Allacciatura anteriore centrale ganci a scarpone
- Fasce ai trocanteri



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	64	58	84	26	46
2	68	62	88	26	46
3	72	66	92	26	46
4	76	70	96	26	46
5	80	74	100	26	46
6	84	78	104	26	46
7	88	82	108	26	46
8	92	88	112	26	46
9	98	94	118	26	46
10	104	100	124	26	46
11	108	104	128	26	46

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari
- Esiti post-traumatici e/o post-operatori



***Busto ortopedico dorso lombare
donna***

Art. 665

Art. 665/S

Art. 665 Art. 665/S_{EM}

Busto ortopedico dorso lombare donna

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Busto in stoffa cotone 87% vari 13%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Doppia allacciatura, occhielli/ganci in fettuccia



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	64	58	84	26	46
2	68	62	88	26	46
3	72	66	92	26	46
4	76	70	96	26	46
5	80	74	100	26	46
6	84	78	104	26	46
7	88	82	108	26	46
8	92	88	112	26	46
9	98	94	118	26	46
10	104	100	124	26	46
11	108	104	128	26	46

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari



***Busto ortopedico
dorso lombare
donna***

**Art. 671
Art. 671/S**



Art. 671 Art. 671/S_{EM}

Busto ortopedico dorso lombare donna

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE


- Busto in stoffa armata foderato cotone 100%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Allacciatura con cinturini a velcro per facilitare la chiusura anche per i pazienti con limitata manualità



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	64	58	84	26	42
2	68	62	88	26	42
3	72	66	92	26	42
4	76	70	96	26	42
5	80	74	100	26	42
6	84	78	104	26	42
7	88	82	108	26	42
8	92	88	112	26	42
9	98	94	118	26	42
10	104	100	124	26	42
11	108	104	128	26	42

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Sacralgie
- Ischialgie
- Lombartrosi
- Osteoporosi lombari
- Esiti post-operatori



***Busto ortopedico
dorso lombare
con spallacci donna***

***Art. 672
Art. 672/S***



Art. 672 Art. 672/S_{EM}

Busto ortopedico dorso lombare con spallacci donna

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

- Busto in stoffa armata foderato cotone 100%
- Due o quattro molle rigide paravertebrali
- Due molle laterali semirigide
- Rinforzi esterni in pelle
- Allacciatura con cinturini a velcro per facilitare la chiusura anche per i pazienti con limitata manualità
- Spallacci imbottiti con tessuto tecnico
- Fibbie autobloccanti inossidabili



TAGLIE	Torace <i>cm.</i>	Cintura <i>cm.</i>	Bacino <i>cm.</i>	Davanti <i>cm.</i>	Dietro <i>cm.</i>
1	64	58	84	26	54
2	68	62	88	26	54
3	72	66	92	26	54
4	76	70	96	26	54
5	80	74	100	26	54
6	84	78	104	26	54
7	88	82	108	26	54
8	92	88	112	26	54
9	98	94	118	26	54
10	104	100	124	26	54
11	108	104	128	26	54

INDICAZIONI D'USO

- Esiti fratture lombari e dorsali alte
- Osteoporosi dorsali
- Osteolisi
- Dorsalgie dolorose



***Pancera modello
Antonella***

Art. 682



Art. 682

Pancera modello Antonella

DESCRIZIONE

- Pancera in elastico e tessuto raso
- Foderata cotone 100%
- 4 spirali posteriori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Davanti : raso Capri foderato coutil Modena cotone 100%
- Parti laterali e posteriori in elastico
- Allacciatura con ganci in fettuccia a doppia regolazione
- Altezza cm. 38



TAGLIE

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

INDICAZIONI D'USO

Stringivita reggicalze modello Susi



Art. 684

Art. 684

Stringivita reggicalze mod. Susi

DESCRIZIONE

- Stringivita in elastico e tessuto raso
- 4 giarrettiere regolabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in pizzo elastico
- Davanti raso Capri foderato coutil cotone 100%
- Allacciatura ganci in fettuccia doppia regolazione
- Altezza ant. cm. 18
- Altezza post. cm. 11



TAGLIE giro vita in cm.

Da cm. 60 a cm. 105

INDICAZIONI D'USO



Modellatore ortopedico semilavorato

Art. 688/s

Art. 688/s

Modellatore ortopedico semilavorato

DESCRIZIONE

- Modellatore in elastico lycra e tessuto broccato
- 4 molle posteriori
- Pattina sotto-pube

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Davanti: broccato bavero foderato coutil cotone 100%
- Chiusura a cerniera lampo rinforzata internamente con ganci



TAGLIE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

INDICAZIONI D'USO

- Lombalgie
- Lombaggini
- Lombartrosi
- Osteoporosi



Semilavorati per tutori di gamba

Semilavorati per tutori di gamba

- Art. 421 Cinturini completi (mm. 16/18/20)***
- Art. 422 Cinturini (mm. 16/18/20)***
- Art. 432 Imbottitura per appoggio ischiatico in feltro (P.M.G.)***
- Art. 433 Pelotte tipo formica***
- Art. 434 Pelotte imbottita per cinghia sul ginocchio***
- Art. 435 Pelotte in feltro per cinghia sul ginocchio (P.M.G.)***
- Art. 436 Copriarticolazione (P.M.G.)***
- Art. 437 Kit ricopertura parte posteriore esterna***
- Art. 438 Kit ricopertura parte posteriore interna***
- Art. 439 Kit allacciatura ginocchiera con fibbie***
- Art. 440 Kit allacciatura ginocchiera con velcro e passante***
- Art. 441 Kit allacciatura anteriore velcro***
- Art. 442 Kit allacciatura ginocchiera con velcro cuoio e fodera***



Semilavorati per protesi di gamba e coscia

Semilavorati per protesi di gamba e coscia

- Art. 450 Semilavorati per cosciali cuoio e fodera (P.M.G.)***
- Art. 453 Semilavorati per cosciali foderati (P.M.G.)***
- Art. 454 Cinturini in velcro per allacciature cosciali (P.M.G.)***
- Art. 455 Imboccature (mm. 16/18/20)***
- Art. 456 Cinturini (mm. 20)***
- Art. 457 Imboccature con passante per cosciale***
- Art. 458 Coprifibbia***
- Art. 459 Copriarticolazione per cosciale***
- Art. 460 Copriaste (P.M.G.)***
- Art. 461 Trazione elastica anteriore biforcata***
- Art. 463 Trazione elastica***
- Art. 464 Placchetta per laccio popliteo***
- Art. 466 Cinturino per protesi di gamba chiusura a velcro***
- Art. 467 Cinturino per protesi di gamba***
- Art. 468 Bustino in gallone h. cm. 5/8 trapuntato***
- Art. 469 Bustino in stoffa h. cm. 12***
- Art. 470 Attacco laterale per protesi***
- Art. 472 Trazione per staffa di Thomas***



Accessori

- Art. 503 Gancio scarpone*
- Art. 505 Occhiello completo*
- Art. 511 Passanti in acciaio/nikel cm. 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 5*
- Art. 529 Puntali copristecche in pelle*
- Art. 530 Puntali copristecche in skay*
- Art. 541 Stecca ortopedica mm. 15x1,50*
- Art. 543 Stecca ortopedica mm. 15x0,80*
- Art. 544 Stecca ortopedica mm. 20x0,80*
- Art. 545 Stecca ortopedica mm. 15x1,00*
- Art. 549 Stecca ortopedica mm. 15x0,50*
- Art. 550 Stecca ortopedica mm. 13x0,35*
- Art. 551 Molla spirale mm. 7*
- Art. 553 Molla spirale mm. 11*

*per altri articoli richiedere
cartella Minuterie Metalliche*



Accessori

- Art. 947*** *Elastico damina pesante*
- Art. 949*** *Elastico damina leggera*
- Art. 807*** *Orlatura elastica doppia*
- Art. 839*** *Nastro ganci doppio*
- Art. 847*** *Nastro ganci*
- Art. 801*** *Orlature elastiche*
- Art. 809*** *Orlature di cotone*



904 / NU-CR-NE

905 / NU-CR

906 / CR-NE-E

903 / NU-CR

901 / NU-CR

920 / NU-CR-NE

Tessuti

- Art. 901 Tessuto coutil***
- Art. 903 Tessuto satin***
- Art. 904 Tessuto broccato baveno***
- Art. 905 Tessuto broccato giunone***
- Art. 906 Tessuto broccato stresa***
- Art. 908 Tessuto batista***
- Art. 920 Tessuto fodera***

Per altri articoli richiedere cartella Tessuti



942 / NU-NE

945 / NU-CR

939 / NU-CR-NE

940 / NU-CR

973 / NU-CR

Tessuti elastici

Art. 942 Tessuto elastico garza operata h. cm. 180


Art. 945 Tessuto elastico lycra h. cm. 195

Art. 939 Tessuto elastico rete ranicola

Art. 940 Tessuto elastico a maglia h. cm.140

Art. 973 Tessuto elastico tre fili h. cm. 140

per altri articoli richiedere cartella Tessuti



Materiali non termoformabili

Art. 585 Latice - giallo/blu

Art. 586 Sughero

Art. 588 Plastazote

Art. 587 Gomma Piuma



Minuteria

- | | |
|-----------------------------|---|
| <i>Art. 518/50 B</i> | <i>Fibbia ad incastro nera con bottone</i> |
| <i>Art. 518/50</i> | <i>Fibbia ad incastro nera</i> |
| <i>Art. 518/25 B</i> | <i>Fibbia ad incastro nera con bottone</i> |
| <i>Art. 518/25</i> | <i>Fibbia ad incastro nera</i> |
| <i>Art. 510/50</i> | <i>Scorrevole doppio</i> |
| <i>Art. 510/25</i> | <i>Scorrevole doppio</i> |
| <i>Art. 533</i> | <i>Fibbia a rullo in nikel (16/18/20 mm.)</i> |
| <i>Art. 515</i> | <i>Rivetto calottato (P / M / G)</i> |
| <i>Art. 515</i> | <i>Rivetto con foro (P / M / G)</i> |
| <i>Art. 515</i> | <i>Testa rivetto (P / M / G)</i> |
| <i>Art. 502/40</i> | <i>Occhiello a vela in ottone nikelato + ranella</i> |
| <i>Art. 502/50</i> | <i>Occhiello a vela in ottone nikelato + ranella</i> |
| <i>Art. 504</i> | <i>Occhiello per selleria</i> |